

## **Helium-Integritätstest für Allegro™ 2D Single-Use Systeme**

Neues Testverfahren zur Sicherung der Integrität von Single-Use Systemen

Ein Verlust der Integrität eines Single-Use Systems (SUS) während der Arzneimittelherstellung kann sowohl die Patientensicherheit als auch die Operatorsicherheit beeinträchtigen. Die Integrität von Single-Use Systemen ist daher ein zentrales Thema in der biopharmazeutischen Produktion, in dessen Folge die Nachfrage nach empfindlichen Integritätstests seitens des Herstellers steigt.

Der Helium-Integritätstest (HIT™) für Allegro 2D Single-Use Systeme ist ein innovativer und wegweisender Integritätstest seitens Pall Biotech als Hersteller von Single-Use Systemen, die in kritischen Prozessschritten der Arzneimittelherstellung zum Einsatz kommen. Der Test detektiert Defekte bis zu einer Größe von 2 Mikrometern und trägt damit zu einer Maximierung der Patientensicherheit bei.

<https://biotech.pall.com/en/news/2018-02-22.html>

