

## TOC-Prüflösungen

- SST-Sets für den direkten Einsatz -

### TOC-Gehalt sicher messen

TOC-Messungen sind gemäß FDA Anforderungen USP 643 Part 11 und European Pharmacopoeia EP2.2.44 zur Überprüfung auf oxidierbare Substanzen eindeutig beschrieben und vorgegeben.

Durch System Suitability Tests (SST) müssen die Ergebnisse der TOC-Messung regelmäßig verifiziert werden.

Da jedoch handelsübliche Lösungen einer Kühlkette unterliegen, stellte die Lagerung solcher SST-Sets in der Vergangenheit viele Anwender vor eine Herausforderung. Insbesondere der hohe organisatorische und formelle Aufwand sei hier erwähnt.

Die SST-Sets der Letzner Pharmawasseraufbereitung GmbH besitzen aufgrund des speziellen Herstellungsverfahrens lediglich eine Haltbarkeitsdauer. Sie unterliegen keiner Kühlkette und können unmittelbar verwendet werden.



### Unsere Leistungen für Sie:

- SST-Sets für TOC-Messungen in 500 ml Flaschen oder anderen Gebinden
- Ausgangsstoffe rückführbar auf FDA- und EP-Standards
- Haltbarkeit von mindestens 14 Tagen
- Herstellung in Deutschland

### Kundennutzen:

- Direkte und einfache Handhabung der SST-Sets
- Kühlkette für die Prüflösungen entfällt
- Ausgangsstoffe rückführbar auf FDA Standards
- Einsparungen beim Einsatz der Prüflösungen
- Geringerer Aufwand bei Lagerung und Dokumentation