


PHARMA TEST

The Brain.



Method Test	
Test Status: Test running	Sample Countdown:
Current Task: Wait for Interval	4:51
Desired Temperature: 33.0	Up Position
Actual Temperature: 33.0	Abort
Interval: 1/0	Print
Interval Repeat: 1/0	IRM
Method: Test	
Batch No.: 123	
Product: Product	
Bath Temp: 37.0	ent. Sensor
25.1	Stirrer Speed
100	User
17/09/14	17/03/00
	Factory

Parameter einfach setzen und alle Informationen auf einem Blick parat haben. Denn präzise Steuerung und Überwachung führt zu exakten Ergebnissen. Wir nennen es auch „The German Gründlichkeit“.

www.pharma-test.de

Pharma Test ist seit mehr als 30 Jahren weltweit ein Begriff für die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Prüfgeräte und -systeme, für die Qualitätsprüfung von Tabletten, Kapseln, Suppositorien, Ampullen, Schüttguten und anderen festen Formen. Das Produktportfolio reicht von manuell zu bedienenden Apparaten für die physikalische Prüfung von Arzneimitteln bis hin zu vollautomatischen, analytischen Prüfsystemen zur Bestimmung der chemischen Zusammensetzung der Medikamente. >> z. B. unseren PTWS 820D, welcher über einen Touchscreen zur Steuerung des Gerätes verfügt.